

ASSURANCE® INSTALLATION INSTRUCTIONS



3" RAISED PREMIUM TOILET SEAT

888.722.6488 | ToiletSeats.com


Tool Included
Herramientas incluida
Outil inclus



SCAN FOR
INSTALLATION
VIDEO



1
Place seat on bowl.
Colcar el asiento en el sanitario.
Placez le siège sur la cuvette.






2
Lightly finger tighten (A) to the under side of the bowl.
Apriete ligeramente el dedo (A) hacia la parte inferior del recipiente.
Serrer légèrement à la main (A) sur la surface inférieure de la cuvette.

Hardware Kit Includes
El kit de instalación incluye
Le kit de matériel inclut



STAY·TITE®


Never Loosens.
Guaranteed.™



3
Holding seat centered on bowl, tighten (A) until lower portions SNAP OFF to prevent over-tightening and will NEVER LOOSEN.

Sosteniendo el asiento centrado en la taza, apriete (A) hasta que las partes inferiores se desprendan para evitar un ajuste excesivo y NUNCA SE AFLOJARÁ.

En maintenant le siège centré sur la cuvette, serrer (A) jusqu'à ce que les portions inférieures CASSENT pour éviter un serrage excessif et ne se desserrera JAMAIS.



4
If you are adding support arms, see installation instructions in support arms package. If not adding support arms, slide caps (B) into holes.

Si está agregando brazos de soporte consulte las instrucciones de instalación en el paquete de brazos de soporte. Si no agrega brazos de soporte (B), deslice las tapas en los orificios.

Si vous ajoutez des bras de soutien, consultez les instructions d'installation qui se trouvent dans l'emballage des bras de soutien. Si vous n'ajoutez pas de bras de soutien, glissez les capuchons (B) dans les trous.

CARE & CLEANING

Clean only with mild cleaners using a soft, damp cloth, & towel dry.

NO HARSH CHEMICALS



Sin productos químicos agresivos
Pas de produits chimiques agressifs

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie solo con detergentes suaves usando un trapo suave, húmedo, y seque con una toalla.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec des détergents doux et un chiffon doux et humide, et sécher à l'aide d'une serviette.

STAY-TITE® – REMOVAL | REMOVER | RETRAIT



Remove nut with any 5/8" (16 mm) wrench

Quite la tuerca con cualquier llave de 5/8" (16 mm)

Retirer l'écrou avec une clé de 5/8" (16 mm)

LIFETIME WARRANTY

Bemis warrants to the original purchaser that all Bemis Assurance products are free from defects in material and workmanship for the life of the product. This warranty does not cover damage caused by misuse, normal wear and tear or failing to follow manufacturer instructions (including recommended cleaning practices), unauthorized modifications or improper installation.

To submit a warranty claim, please contact your dealer. Please DO NOT return any product to us Bemis without prior consent. If you have questions, please feel free to give us a call!

THIS LIMITED LIFETIME WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BEMIS' LIABILITY UNDER THIS WARRANTY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

GARANTÍA DE POR VIDA

Bemis garantiza al comprador original que todos los productos Bemis Assurance están libres de defectos de material y mano de obra durante la vida útil del producto. Esta garantía no cubre daños causados por mal uso, desgaste normal o incumplimiento de las instrucciones del fabricante (incluidas las prácticas de limpieza recomendadas), modificaciones no autorizadas o instalación incorrecta.

Para enviar un reclamo de garantía, comuníquese con su distribuidor. Por favor, NO nos devuelva ningún producto a Bemis sin el consentimiento previo. Si tiene preguntas, ¡no dude en llamarnos!

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DE BEMIS BAJO ESTA GARANTÍA NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

GARANTIE À VIE

Bemis garantit à l'acheteur d'origine que tous les produits Bemis Assurance sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant toute la durée de vie du produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usure normale ou le non-respect des instructions du fabricant (y compris les pratiques de nettoyage recommandées), les modifications non autorisées ou l'installation incorrecte.

Pour faire valoir votre droit à la garantie, veuillez communiquer avec votre revendeur. Veuillez NE PAS nous renvoyer un produit sans avoir obtenu l'autorisation préalable de Bemis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler!

CETTE GARANTIE LIMITÉE À VIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA RESPONSABILITÉ DE BEMIS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.